

Ruční pulzní oxymetr

Nonin Medical, Inc.

Popis

Zdravotnický prostředek PalmSAT® 2500, 2500A je ruční pulzní oxymetr, v němž se spojuje ergonomický design s dlouholetou kvalitou, tradicí a přesností díky technologii Nonin PureSAT® SpO₂. Je vybaven LED displejem a jeho obsluha je velmi jednoduchá. Je kompatibilní s mnoha senzory Nonin PureLight®. Měří a zobrazuje funkční saturaci arteriálního hemoglobinu kyslíkem (%SpO₂) a srdeční frekvenci pacientů. PalmSAT® umožňuje nahrávat až 72hodinový záznam a je k dispozici ve variantě bez alarmů (model 2500), nebo s alarmy (model 2500A).



Software

Software nVISION® je určený pro off-line analýzu naměřených dat s patientskou databází.



USB adaptér



dokovací stanice

Výhody

- technologie PureSAT® SpO₂
- ergonomický design
- kompatibilita se senzory Nonin PureLight®
- model 2500A s alarmy
- možnost využití i v terénu
- SW nVISION® pro off-line vyhodnocení naměřených dat

Určení

PalmSAT® je určen k použití u pacientů v terénu při neodkladné péči, pro monitoring v nemocnici i dlouhodobý monitoring v domácí péči. Lze jej použít u neonatálních, dětských i dospělých pacientů.

Upozornění

Před použitím tohoto zdravotnického prostředku je nutné si přečíst informace uvedené v návodu k použití.



ochranné pouzdro



PalmSAT® na cesty



PalmSAT® s jednorázovým senzorem

Technická data

rozměry (v x š x h)	13,8 cm x 7,0 cm x 3,2 cm
hmotnost (s bateriemi)	210 g (s alkalickými bateriemi) 230 g (s NiMH nabíjecími bateriemi)
zdroj	4 ks 1,5V AA alkalické baterie (až 80 hodin obvyklého provozu) 4 ks NiMH nabíjecí baterie (až 40 hodin obvyklého provozu)
paměť	až 72 hodin záznamu
rozmezí tepové frekvence	18 až 321 tepů/min
rozmezí saturace krve kyslíkem (%SpO ₂)	0 % až 100 %

Typy produktů

	Objednací kód
NONIN 2500 PalmSAT® ruční pulzní oxymetr s pamětí, bez alarmů, se senzorem 8000AA	4852-000
NONIN 2500A PalmSAT® ruční pulzní oxymetr s pamětí, s alarmy, se senzorem 8000AA	4521-000

Volitelné příslušenství

(není součástí balení)

NONIN 2500CC Přenosný obal	3033-000
NONIN Dokovací stanice univerzální k pulzním oxymetrům NONIN 2500 PalmSAT® (součástí jsou baterie a připojovací kabely)	2500C-03
NONIN 2500 Dokovací stanice PalmSAT® 2500 Series	6022-000
NONIN Sada baterií, 2500B NiMH k 2500C-UNIV	9862-001
NONIN 2500TS Stativ na stůl	8151-001
NONIN UNI-EXT-1: Prodlužovací kabel (1 m)	6083-001
NONIN UNI-EXT-2: Prodlužovací kabel (3 m)	6083-003
NONIN UNI-EXT-6: Prodlužovací kabel (6 m)	6083-006
NONIN UNI-EXT-9: Prodlužovací kabel (9 m)	6083-009
NONIN UNI-RA-0 Pravoúhlý konektor 0,15 m	3408-000
NONIN UNI-RA-3 Pravoúhlý konektor 3 m	6082-000
NONIN 1000MC Datový kabel s pamětí (pro oxymetry PalmSAT 2500 Series, 8500 Series a 9840 Series)	3260-000
NONIN 1000USB - Memory or Real-time Data Transfer Adapter	6916-001



prodlužovací kabel k senzorům (6 m)



pravoúhlý konektor na senzor (0,15 m)



pravoúhlý konektor na senzor (3 m)


MR Diagnostic s. r. o.

Pod Višňovkou 1662/21
140 00 Praha 4
Česká republika

info@mr-diagnostic.cz
+420 245 005 648

Račianska 72
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika

info@mr-diagnostic.cz
+421 (0)2 20 633 367



www.mr-diagnostic.cz