




Multifunkční plošinové váhy

Seca

Seca 657

Elektronická plošinová váha s paměťovou funkcí **seca 657** disponuje prostornou a protiskluzovou plošinou, která je vhodná pro všechny používané pojízdné systémy. Díky prostorné plošině je možné vážit pacienta na židli, s invalidním vozíkem, postelí nebo na transportních nosítkách přímo ze sanitky. **Seca 657** má displej připojený k váze prostřednictvím kabelu dlouhého 2,7 m. Proto může být umístěn mimo váhu dle potřeb uživatele. Součástí je nájezdová rampa z obou stran pro pohodlné najezení invalidním vozíkem a držák váhy na zeď. Díky gumovým kolečkům po stranách lze váhu snadno přesunout.



Výhody

- bezdrátový přenos výsledků měření
- nosnost 300 kg
- prostorná plošina s transportními kolečky
- integrované nájezdové rampy z obou stran
- vážení transportních nosítek a lehátek

Váha **seca 657** je vhodná na akutním příjmu, oddělení dialýzy, v domovech důchodců a pečovatelských centrech. Bezdrátový přenos dat probíhá mezi měřicí stanicí a počítačem pomocí **seca emr flash 101** a **seca 456**. Software zjednodušuje práci a eliminuje chybovost personálu.

Seca 675

Plošinová váha **seca 675** s prostornou protiskluzovou plošinou pro bezpečné vážení obézních a imobilních pacientů. Váha je vhodná pro vážení na židli či invalidním vozíku. **Seca 675** má displej připojený k váze prostřednictvím kabelu dlouhého 2,7 m. Proto může být umístěn mimo váhu dle potřeb uživatele. Pro pohodlné najezení invalidním vozíkem je po jedné straně váhy umístěna nájezdová rampa. Díky gumovým kolečkům po stranách lze váhu snadno přesunout. Součástí je držák váhy na zeď pro úsporu místa.



Výhody

- prostorná protiskluzová plošina
- oddělený displej
- transportní kolečka
- nosnost 300 kg
- integrovaná nájezdová rampa z jedné strany

Váha **seca 675** je vhodná pro univerzální použití v nemocnicích, všeobecném lékařství, léčbě mládeže a pečovatelských centrech.

Technická data - seca 657


rozměry váhy (v x š x h)	87 mm x 893 mm x 1655 mm
rozměry plošiny (v x š x h)	55 mm x 760 mm x 1470 mm
hmotnost	46,2 kg
nosnost	300 kg
citlivost	100 g < 150 kg > 200 g
napájení	síťový adaptér
funkce	TARE, pre TARE, HOLD, auto HOLD, BMI, auto-CLEAR automatické přepnutí rozsahu vážení, tlumení, poslat/tisk
třída přesnosti	III
kompatibilita	RS232
volitelné příslušenství (není součástí balení)	stojan pro oddělený displej seca 472

CE 0109, 0123

Technická data - seca 675

rozměry váhy (v x š x h)	70 mm x 904 mm x 1064 mm
rozměry sedáku (v x š x h)	55 mm x 760 mm x 930 mm
hmotnost	27 kg
nosnost	300 kg
citlivost	100 g < 150 kg > 200 g
napájení	síťový adaptér
funkce	TARE, pre-TARE, HOLD, BMI, přepínání rozsahu vážení, tlumení
třída přesnosti	III
kompatibilita	RS232
volitelné příslušenství (není součástí balení)	stojan pro oddělený displej seca 472 druhá nájezdová rampa seca 470 seca 460 seca emr flash 101

CE 0109, 0123



seca 657- vážení s nosítky



transport váhy



seca 472 - stativ na displej

MR Diagnostic s. r. o.

Pod Višňovkou 1662/21
140 00 Praha 4
Česká republika

info@mr-diagnostic.cz
+420 245 005 648

Račianska 72
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika

info@mr-diagnostic.cz
+421 (0)2 20 633 367



www.mr-diagnostic.cz