



Multifunkční váhy

Multifunkční plošinové váhy

Seca

Seca 677

Mobilní bezdrátová multifunkční váha **seca 677** s madlem, otočným displejem a prostornou protiskluzovou plošinou. Vhodná pro vážení obézních a imobilních pacientů s invalidním vozíkem. Stabilní madlo slouží jako podpora pro pacienty během vážení. Madlo je součástí vážící plošiny, proto neovlivňuje výslednou hodnotu. **Seca 677** lze snadno složit a transportovat díky gumovým kolečkům. Ve složeném stavu výrazně šetří místo. Díky bezdrátové funkci váhy **seca 677** lze výsledky vážení odeslat na bezdrátovou tiskárnu seca nebo díky adaptéru **seca 456** přímo do počítače.



Výhody

- prostorná plošina a stabilní madlo
- skládací a mobilní váha
- nosnost 300 kg
- integrovaná rampa z obou stran
- bezdrátový přenos dat

Váha **seca 677** je vhodná pro dialyzační centra, chirurgie, rehabilitační centra, geriatrie a pečovatelská centra. Pomáhá při diagnóze a léčbě postižených nebo obézních pacientů. Bezdrátový přenos dat probíhá mezi měřící stanicí a počítačem pomocí **seca emr flash 101** a **seca 456**. Software je kompatibilní s ambulantními a diagnostickými systémy. Zjednoduší práci a eliminuje chybovost personálu.

Seca 685

Bezdrátová multifunkční váha **seca 685** se sklopným sedátkem, otočným displejem a prostornou protiskluzovou plošinou pro bezpečné vážení obézních a imobilních pacientů i s invalidním vozíkem. Madla i sedátko slouží jako podpora, jsou součástí vážící plošiny a neovlivňují výslednou hodnotu. **Seca 685** lze snadno složit a transportovat díky gumovým kolečkům. Ve složeném stavu výrazně šetří místo. Díky bezdrátové funkci váhy **seca 685** lze výsledky vážení odeslat na bezdrátovou tiskárnu seca nebo díky adaptéru **seca 456** přímo do počítače.



Výhody

- prostorná plošina se sklopným sedátkem
- bezdrátový přenos dat
- skládací a mobilní váha
- dorazová lišta pro kolečka invalidních vozíků
- nosnost 300 kg

Váha **seca 685** je vhodná pro použití v nemocnicích, všeobecném lékařství, nefrologii, léčbě mládeže a pečovatelských centrech. Umožňuje bezpečné vážení pacientů sedících, stojících i pacientů na invalidním vozíku. Bezdrátový přenos dat probíhá mezi měřící stanicí a počítačem pomocí **seca emr flash 101** a **seca 456**. Software je kompatibilní s ambulantními a diagnostickými systémy. Zjednoduší práci a eliminuje chybovost personálu.

Technická data - seca 677

rozměry váhy (v x š x h)	1120 mm x 920 mm x 1150 mm
rozměry plošiny (v x š x h)	55 mm x 760 mm x 930 mm
hmotnost	38 kg
nosnost	300 kg
citlivost	100 g < 200 kg > 200 g
napájení	síťový adaptér
funkce	TARE, pre TARE, HOLD, auto HOLD, BMI, auto-CLEAR automatické přepnutí rozsahu vážení, tlumení, poslat/tisk
třída přesnosti	III
volitelné příslušenství (není součástí balení)	bezdrátová tiskárna seca 466 bezdrátová tiskárna seca 465 bezdrátový USB adaptér seca 456 software seca analytics 115 seca emr flash 101 měřící stanice seca 274 měřící stanice seca 264

CE 0109, 0123

Technická data - seca 685

rozměry váhy (v x š x h)	1100 mm x 910 mm x 1064 mm
rozměry sedáku (v x š x h)	50 mm x 760 mm x 820 mm
hmotnost	59,5 kg
nosnost	300 kg
citlivost	100 g < 150 kg > 200 g
napájení	síťový adaptér
funkce	TARE, pre-TARE, HOLD, auto-HOLD, BMI, auto-CLEAR automatické přepnutí rozsahu vážení, tlumení, poslat/tisk
třída přesnosti	III
volitelné příslušenství (není součástí balení)	bezdrátová tiskárna seca 466 bezdrátová tiskárna seca 465 bezdrátový USB adaptér seca 456 software seca analytics 115 seca emr flash 101 měřící stanice seca 274 měřící stanice seca 264

CE 0109, 0123



seca 677- transport



seca 685 se sklopeným sedátkem



seca 685 - sedátko

MR Diagnostic s. r. o.

Pod Višňovkou 1662/21
140 00 Praha 4
Česká republika

Račianska 72
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika

info@mr-diagnostic.cz
+420 245 005 648

info@mr-diagnostic.cz
+421 (0)2 20 633 367



www.mr-diagnostic.cz