



Popis

Bezdrátová plošinová bariatrická váha **seca 635** vyvinutá speciálně pro vážení obézních pacientů. Disponuje nízkým profilem plošiny pro snadnější vstup na váhu. Rozměrná plošina s nosností až 300 kg je více než dvakrát větší oproti klasickým vahám. V případě problémů pacienta se stabilitou lze na váhu umístit židlí či jinou oporu, jejichž váhu lze pomocí funkce TARE snadno odečíst. Po zadání výšky pacienta váha automaticky vypočítá BMI. Výsledky jsou zobrazeny na velkém a dobře čitelném LCD displeji, který lze volitelně umístit dle potřeb obsluhujícího personálu. Při napájení z baterií ekonomický režim automaticky váhu vypne.

Plošinová bariatrická váha

Seca

Určení

Bariatrická váha **seca 635** je vhodná především pro obezitologická centra, dietologické poradny, obezitologické a diabetologické ambulance a nutriční oddělení nemocnic. Extrémně vysoká nosnost a prostorná plošina umožňují pohodlné vážení obézních pacientů. Bezdrátový přenos výsledků měření do PC urychluje práci a eliminuje chybovost lidského faktoru. Software lze propojit s ambulantními a nemocničními systémy.

Výhody

- rozsah vážení až 300 kg
- oddělený LCD displej
- extrémně velká plošina
- integrovaná funkce BMI
- nízká nastupní hrana
- funkce automatického vypnutí
- funkce TARE
- provoz na baterie nebo z el. sítě



LCD displej

Technická data

rozměry váhy (v x š x h)	55 mm x 640 mm x 600 mm
rozměry plošiny (v x š x h)	53 mm x 640 mm x 560 mm
hmotnost	14,4 kg
nosnost	300 kg
citlivost	100 g < 200 kg > 200 g
třída přesnosti	III
délka kabelu	2,50 m
funkce	TARE, pre-TARE, HOLD, auto-HOLD, BMI, auto-CLEAR, automatické přepnutí rozsahu vážení, tlumení, automatické vypnutí, POSLAT/TISK
kompatibilita	RS232
volitelné příslušenství (není součástí balení)	bezdrátová tiskárna seca 466 bezdrátová tiskárna seca 465 software seca analytsic 115 bezdrátový USB adaptér 456 seca emr flash 101 stadiometr seca 274, 264 stativ na displej seca 472

CE 0109, 0123



seca 472 - stativ pro displej

MR Diagnostic s. r. o.

Pod Višňovkou 1662/21
140 00 Praha 4
Česká republika

Račianska 72
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika

info@mr-diagnostic.cz
+420 245 005 648

info@mr-diagnostic.cz
+421 (0)2 20 633 367



www_mr-diagnostic.cz