



Digitální sloupcové váhy

Seca

Seca 704

Digitální osobní váha slouží jak pro vážení malých dětí, tak i obézních pacientů. S integrovaným mechanickým metrem **seca 220** lze zjistit výšku a následně určit BMI. **Seca 704** je schopna zvážit, změřit a vypočítat hodnoty, které může efektivně přenést díky bezdrátové technologii **seca 360°** do softwaru **seca analytics 105** na Vašem PC nebo do speciální bezdrátové tiskárny (**seca 466**, **seca 465**). Bezpečnost a správnost měření zajišťuje pevná základna z litiny a protiskluzového povrchu z gumového žebrování. Pro odečtení uložené hodnoty (při měření matky s dítětem v náruči) slouží funkce Pre-TARE.



Výhody

- možnost připojení do sítě bezdrátovou technologií **seca 360°**
- přesná a robustní váha s nosností až 250 kg
- funkce BMI, Pre-TARE, HOLD, auto-HOLD, matka / dítě
- volitelný metr rozšiřuje váhu na měřicí stanici

Seca 799

Digitální sloupcová osobní váha **seca 799** s vysokou přesností a speciálními funkcemi (TARE, HOLD, BMI, přepnutí rozsahu vážení, automatické vypnutí). Pomocí integrovaného mechanického metru **seca 220** lze zjistit výšku a následně určit BMI. Díky bateriovému napájení může být použita kdekoliv a s transportními kolečky se stává jednoduše přenositelná. Minimální spotřeba energie váhy **seca 799** napomáhá k vysokému počtu vážení s jedinou sadou baterií.



Výhody

- jednoduchý transport
- nízká spotřeba energie - cenově výhodné a nízké náklady na údržbu
- inteligentní funkce pro univerzální použití
- nezávislost na lokaci (napájení z baterie)

Technická data - seca 704

rozměry (v x š x h)	930 mm x 360 mm x 520 mm
rozměry platformy (v x š x h)	80 mm x 335 mm x 345 mm
hmotnost	14,9 kg
nosnost	300 kg
citlivost	50 g < 150 kg > 100 g
třída přesnosti	III
přenos dat	bezdrátová technologie seca 360°
funkce	TARE, Pre-TARE, matka/dítě, HOLD, auto-HOLD, BMI, poslat/tisk BMI, auto-CLEAR, nastavitelné tlumení, automatické vypnutí
napájení	baterie / síťový adaptér
kompatibilita	bezdrátová tiskárna seca 466 bezdrátová tiskárna seca 465 software seca analytics 105 bezdrátový USB adaptér seca 456 metr seca 220
volitelné příslušenství	

CE 0109, 0123

Technická data - seca 799

rozměry (v x š x h)	831 mm x 294 mm x 417 mm
rozměry platformy (v x š x h)	75 mm x 272 mm x 280 mm
hmotnost	6,3 kg
nosnost	200 kg
citlivost	100 g < 150 kg > 200 g
třída přesnosti	III
funkce	TARE, HOLD, BMI, přepnutí rozsahu vážení, automatické vypnutí
napájení	baterie / síťový adaptér (volitelný)
přenos dat	bezdrátová technologie seca 360°
volitelné příslušenství (není součástí balení)	metr seca 220 seca 224 síťový adaptér seca 400

CE 0109, 0123



seca 704 s metrem seca 220



seca 799 s metrem seca 220

MR Diagnostic s. r. o.

Pod Višňovkou 1662/21
140 00 Praha 4
Česká republika

info@mr-diagnostic.cz
+420 245 005 648

Račianska 72
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika

info@mr-diagnostic.cz
+421 (0)2 20 633 367



www.mr-diagnostic.cz