



Digitální váhy

Digitální podlahové váhy

Seca

Seca 878

Digitální mobilní váha **seca 878** s robustní konstrukcí a dlouhou životností baterie. Široká vyrovnávací základna udržuje váhu stabilní na jakémkoli typu podlahy. Snadný přístup a bezpečné stání zajišťuje plochý design a protiskluzový povrch. Váha disponuje ocelovým rámem, přesto váží pouze 4 kg a snadno se přenáší. Tlačítka lze velmi jednoduše ovládat např. i nohou, tím je odstraněna nutnost ohýbání. Velký snadno čitelný LCD displej je rozdělen na dvě části. Díky tomu umožňuje odečítat výsledek vážení ze dvou různých směrů současně, pro pacienta i obsluhující personál. Funkce matka/dítě umožňuje zjistit váhu dítěte i v náruči matky.



Výhody

- funkce matka / dítě
- široká vyrovnávací základna
- nízká hmotnost
- dvojitý displej
- snadné ovládání tlačítek
- napájení na baterie

Seca 877

Mobilní digitální váha **seca 877** se širokou vyrovnávací základnou a protiskluzovým povrchem zaručuje snadné a přesné vážení kdekoliv. Povrch je mimořádně pevný a odolný. Kombinace plastu ABS a plexiskla zaručuje snadnou údržbu. Váha disponuje dobře čitelným LCD displejem, funkcí automatického zapnutí našlápnutím a funkcí matka/dítě. Díky této funkci je možné přesně zvážit dítě i v matčině náruči.



Výhody

- snadný transport
- napájení na baterie
- funkce matka / dítě
- nízká hmotnost
- jednoduchá údržba
- široká vyrovnávací základna

Technická data - seca 878

rozměry (v x š x h)	61 mm x 321 mm x 362 mm
rozměry platformy (v x š x h)	60 mm x 288 mm x 280 mm
hmotnost	4,1 kg
nosnost	200 kg
citlivost	100 g < 150 kg > 200 g
napájení	baterie
třída přesnosti	III
funkce	matka/dítě, HOLD, automatické vypnutí
volitelné příslušenství	výškoměr seca 217
(není součástí balení)	adaptér pro výškoměr seca 437

CE 0109, 0123

Technická data - seca 877

rozměry (v x š x h)	60 mm x 321 mm x 356 mm
hmotnost	4,2 kg
rozsah měření	200 kg
citlivost	100 g < 150 kg > 200 g
napájení	baterie
třída přesnosti	III
funkce	matka/dítě, automatické zapnutí našlápnutím, automatické vypnutí
volitelné příslušenství	výškoměr seca 217
(není součástí balení)	adaptér pro výškoměr seca 437

CE 0109, 0123



seca 878 - dvojitý displej



seca 877 - plochá konstrukce a protiskluzový povrch

MR Diagnostic s. r. o.

Pod Višňovkou 1662/21
140 00 Praha 4
Česká republika

Račianska 72
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika

info@mr-diagnostic.cz
+420 245 005 648

info@mr-diagnostic.cz
+421 (0)2 20 633 367



www_mr-diagnostic.cz