




Cestovní antistatický inhalační nástavec

Trudell Medical International

Popis

Zdravotnický prostředek AeroChamber2go* je antistatický inhalační nástavec, navržený pro snadné použití s aerosolovými inhalátory. AeroChamber2go* zlepšuje depozice aerosolu s medikací do plic. Inhalační nástavec slouží také jako ochranné pouzdro pro inhalátor a je tedy vhodný i na cesty. Pomáhá překonávat koordinační problémy, které mají pacienti při špatném používání samotného aerosolového inhalátoru (MDI).



AeroChamber2go* je kompatibilní s **kulatými i oválnými** MDI inhalátory.

Určení

Inhalační nástavec AeroChamber2go* je určen k použití s většinou tlakových aerosolových inhalátorů pro dodání léčiva do plic. Ideální varianta pro sportovce, děti od 5 let a pro všechny, kteří cestují. Klinickým přínosem nástavce je zlepšení koordinace při inhalaci léčiva. Toho je dosaženo tím, že zadrží léčivo, což poskytne více času pro inhalaci, a zároveň odfiltruje větší částice, které by se nedostaly do plic.

Výhody

- snadné použití a možnost mít jej vždy s sebou
- úschova aerosolového inhalátoru uvnitř nástavce: 2 v 1
- antistatická komora zajišťuje spolehlivé dávkování
- malý, lehký a praktický
- možnost čištění i v myčce
- ideální do zdravotnické brašny/tašky

Kontraindikace a nežádoucí účinky

Před použitím inhalačního nástavce AeroChamber2go* je nutné si přečíst informace uvedené v návodu k použití.

Další informace

Nástavec není určen pro použití se systémy Soft Mist Inhalers (SMI), práškovými inhalátory nebo nebulizátory. Nedodržení pokynů může mít vliv na podání léčiva nebo způsobit potíže s inhalací.

Technická data

rozměry (d x š x h)	12,4 cm x 6,4 cm x 3,4 cm
hmotnost	cca 68 g
provozní a skladovací teplota	-20 °C až +50 °C
doporučený věk	od 5 let
materiál	plast, lékařský silikon (neobsahuje bisfenol A, ftaláty, latex, olovo ani PVC)

Typy produktů

AeroChamber2go*

Objednací kód

123501126060



Unikátní otevírání

- Mechanismus otevírání umožňuje rychlý přístup k inhalátoru.
- Uzávěr zajišťuje nástavec v uzavřené poloze a pomáhá zabránit jeho nechtěnému otevření.



Ochranné pouzdro

- Nástavec zároveň slouží jako ochranné pouzdro pro inhalátor.
- Udržuje inhalátor v bezpečí a čistotě.
- Odolný proti rozbití.



Snadné použití

- Umožňuje jednoduché vdechování aerosolu během normálního dechu.
- Inhalační ventil zadrží léčivo, což umožňuje vícero nádechů na jednu dávku aerosolu.


MR Diagnostic s. r. o.

Pod Višňovkou 1662/21
140 00 Praha 4
Česká republika

info@mr-diagnostic.cz
+420 245 005 648

Račianska 72
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika

info@mr-diagnostic.cz
+421 (0)2 20 633 367



www.mr-diagnostic.cz