

Inhalační zařízení

PARI GmbH

Popis

PARI BOY Compact je spolehlivý a výkonný nebulizační systém určený pro domácí inhalační terapii. Součástí zařízení je nebulizátor PARI LC PLUS, dětská maska a připojovací hadička (f/f).



Určení

Vhodný k provádění inhalační terapie v pohodlí domova u pacientů s onemocněním dolních cest dýchacích (astma, CHOPN, bronchitida). Možno použít i pro děti již od 4 let.

Nebulizátor

Nebulizátor PARI LC PLUS je osvědčený nebulizátor s ventilovým systémem pro distribuci léčiva do periferních oblastí plic. Zároveň prokázal svou účinnost v řadě studií a je považován za „zlatý standard“ v nebulizační terapii nemocí dolních cest dýchacích, jako jsou astma, CHOPN nebo bronchitida.

Malý počet jednotlivých komponent umožňuje jednoduché použití a hygienické čištění. Díky integrovanému ventilovému systému jsou ztráty léčiva v exhalační fázi redukovány. Nebulizátor PARI LC PLUS může být používán se všemi kompresory PARI.

Výhody

- kvalitní kompresor
- snadné použití
- spolehlivý a výkonný
- jemná dětská maska
- náustek s ventilovým systémem
- kód ZP 0140095



Nebulizátor PARI LC PLUS

Technická data

Kompresor

rozměry (v x š x h)	10 cm x 14 cm x 16 cm
hmotnost	1,2 kg
elektrické připojení	220—240 V~ / 50 Hz / 0.6 A / 60 W

Charakteristika aerosolu

Kompresor PARI COMPACT v kombinaci s nebulizátorem PARI LC PLUS

celkový výstupní výkon	418 mg/min
medián průměru částic (MDD)	3.9 µm
podíl částic s průměrem pod 5 µm	64 %

Měřeno s přístrojem Malvern Mastersizer X (spočítáno podle Fraunhoferova modelu) ve 23 °C, při 50% relativní vlhkosti, rozprašované médium: 0.9% NaCl (5ml), inspirační průtok 20 l/min.

CE 0123

Typy produktů

PARI BOY Compact

Objednací kód

052G1000

Náhradní díly a volitelné příslušenství

nebulizátor PARI LC PLUS	022G8107
filtr	041B6500
náustek	022E3050
maska pro děti Soft	022E3050
maska pro dospělé	041G0730
přerušovač pro LC PLUS	022G1000



PARI BOY Compact s maskou

MR Diagnostic s. r. o.

Pod Višňovkou 1662/21
140 00 Praha 4
Česká republika

info@mr-diagnostic.cz
+420 245 005 648

Račianska 72
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika

info@mr-diagnostic.cz
+421 (0)2 20 633 367



www.mr-diagnostic.cz