



Inhalační přístroj

PARI Pharma GmbH

Popis

Zdravotnický prostředek eFlow®rapid je tichý a lehký inhalační systém napájený z integrovaného nabíjecího akumulátoru. Pro inhalaci léčiva generuje jemnou aerosolovou mlžinu pomocí vibrační membrány s velmi malými otvory. Nebulizátor splňuje nejvyšší hygienické standardy. Součástí nebulizačního systému eFlow®rapid je také čistící pomůcka easycare, která je určena k čištění membrány vyvíječe aerosolu vypláchnutím opačným směrem. Nebulizační systém eFlow®rapid je určen pro jednoho pacienta všech věkových kategorií. Pro malé děti, které nemohou inhalovat přes náustek, nabízí společnost PARI vhodné masky.

Určení

Inhalační systém eFlow®rapid je určen k podávání roztoků nebo suspenzí pro nebulizátor, schválených pro léčbu onemocnění dolních cest dýchacích.



Vyvíječ aerosolu eFlow® rapid

Výhody

- **krátké inhalační časy**
- **účinná nebulizace s minimálním zbytkovým léčivem**
- **snadná dezinfekce**
- **možnost čištění membrány pomocí easycare**
- **bez věkového omezení**
- **ideální také na cesty**

Kontraindikace

Výrobci tohoto zdravotnického prostředku nejsou známy žádné kontraindikace.

Upozornění

Před použitím inhalačního systému eFlow®rapid je nutné si přečíst celý návod k použití. Důležité je také číst informace o případných omezeních v příbalovém letáku dodaném s léčivem.



eFlow®rapid

Technická data

rozměry řídicí jednotky (v x š x h)	2,0 × 7,0 × 16,0 cm
hmotnost řídicí jednotky	210 g
rozměry nebulizátoru	6,3 × 5,0 × 14,5 cm
hmotnost nebulizátoru	55 g
min. objem náplně	2 ml
max. objem náplně	6 ml
MMAD (střední aerodynamický průměr částic)	ø 11 cm
respirabilní frakce	<5 µm 55 % <2 µm 6,5 % 2–5 µm 48,5 %
dobíjecí akumulátor PARI (NiMH)	3,6 V (jmenovitě), 2000 mAh
doba provozu	přibližně 2 hodiny nepřetržitého provozu
síťový adaptér PARI	100–240V, 50/60Hz, Výstup: 5 V celkový příkon <3,5 W



náustek



easycare

Typy produktů

eFlow®rapid

Objednací kód

178G1102

Náhradní díly a volitelné příslušenství

eFlow®rapid nebuliser handset (incl. aerosol head) Nebulizátor eFlow®rapid (vč. vyvíječe aerosolu)	678G8222
eFlow®rapid Aerosol Head (Vytváječ aerosolu eFlow®rapid Aerosol Head)	678B2620
Mouthpiece (Náustek)	078G3601
Connection cord (Připojovací kabel)	178G6010
Hard shell carrying case (Pevná přepravní taška)	078E8010
PARI Filter valve set (Sada filtru / ventilů PARI)	041G0500
PARI SMARTMASK (adults) Maska PARI SMARTMASK (pro dospělé)	041G0730
SMARTMASK Kids (children aged 2 and older) Maska SMARTMASK Kids (pro děti od 2 let)	078G5000
SMARTMASK Baby (babies weighing 2,5 kg and more) Maska SMARTMASK Baby (malé děti od hmotnosti 2,5 kg)	078G5026
easycare Cleaning aid for aerosol heads (easycare Pomůcka k čištění vyvíječe aerosolu)	078G6100
Power supply (Síťový adaptér)	078B7116

MR Diagnostic s. r. o.

Pod Višňovkou 1662/21
140 00 Praha 4
Česká republika

Račianska 72
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika

info@mr-diagnostic.cz
+420 245 005 648

info@mr-diagnostic.cz
+421 (0)2 20 633 367

www.mr-diagnostic.cz