



Nebulizátor pro nazální inhalaci

PARI GmbH

## Popis

PARI SINUS2 je inhalační přístroj určený převážně pro nazální inhalaci. Vytváří pulzující tlakové vlny pro efektivní inhalaci. Pulzující aerosol účinně distribuuje léčivou látku do vedlejších nosních dutin – přesně tam, kde je potřeba, aby účinně léčila akutní rinosinusitidu (ARS) a chronickou rinosinusitidu (CRS).

## Určení

Slouží k léčbě akutních i chronických onemocnění horních cest dýchacích. Převážně pro léčbu sinusitid.



## Vhodný pro:

- pacienti s akutní rinosinusitidou (ARS) – dospělí a děti od 6 let, např. s bakteriální infekcí
- pacienti s chronickou rinosinusitidou (CRS) s polypy/bez polypů – dospělí a děti od 6 let, u kterých dosavadní léčba kortikosteroidy podávanými nosním sprejem nebyla úspěšná, nebo pacienti před prvním nebo opakovaným chirurgickým zákrokem vedlejších nosních dutin (FESS)
- pacienti s CRS a nemocí dolních cest dýchacích – dospělí a děti starší 6 let, pacienti s CRS a chorobami dolních cest dýchacích (sinobronchiální syndrom), např. CHOPN, bronchitida, bronchiektázie, astma, cystická fibróza

## Nebulizátor

Nebulizátor PARI LC SPRINT SINUS je složen z malého počtu komponent, takže může být rychle a jednoduše sestaven nebo rozložen. To také usnadňuje jeho čištění. Díky jeho uživatelské přívětivosti a vynikajícímu výkonu je ideálním prostředkem pro příjemnou a efektivní inhalaci.



Nebulizátor PARI LC SPRINT SINUS

## Výhody

- šetrná a neinvazivní terapie
- krátká doba inhalace
- zvlhčení nosní sliznice
- přímá inhalace do nosních dutin
- snadná manipulace a dezinfekce
- lze použít i k léčbě dolních cest dýchacích (v kombinaci s nebulizátorem LC SPRINT)
- kód ZP v ČR: 5013561

Přístroj lze zaměněním nebulizátoru PARI LC SPRINT SINUS za PARI LC SPRINT použít také k léčbě dolních cest dýchacích. Nebulizátor PARI LC SPRINT je možné vybavit rozdílně barevnými nastavci trysek, podle tvorby různých velikostí kapének, které nabízejí řešení přizpůsobené individuálním potřebám uživatelů podle indikace a věkové skupiny. PARI LC SPRINT není součástí balení.

Roztoky, které je možné použít pro inhalaci s PARI SINUS2:

- solné roztoky (fyziologický, hypertonický)
- antibiotika (na předpis lékaře)
- kortikosteroidy (na předpis lékaře)

## Technická data

### Kompresor

rozměry (v x š x h)	13 cm x 18,5 cm x 15 cm
hmotnost	1,7 kg
tlak	1,5 bar
elektrické připojení	230V, 50 Hz
hlučnost	55 db(A)
objem aerosolu	2–8 ml

## Typy produktů

## Objednací kód

PARI SINUS2	128G1006
-------------	----------

## Náhradní díly a volitelné příslušenství

PARI LC SPRINT SINUS nebulizér	023G2800
PARI LC SPRINT nebulizér	023G1006
PARI LC SPRINT SINUS aplikační set	023G2840
PARI LC SPRINT SINUS nastavec do nosu	041E0573
PARI SINUS hadičkový systém	041G4570
PARI LC SINUS nosní ucpávka	041B0576

## MR Diagnostic s. r. o.

Pod Višňovkou 1662/21  
140 00 Praha 4  
Česká republika

info@mr-diagnostic.cz  
+420 245 005 648

Račianska 72  
831 02 Bratislava 3  
Slovenská republika

info@mr-diagnostic.cz  
+421 (0)2 20 633 367



[www.mr-diagnostic.cz](http://www.mr-diagnostic.cz)