



Popis

Běžecký pás Rodby byl vyvinut nejen pro sportovce, ale také do ordinací odborných lékařů. Zařízení je využíváno k ergometrickým vyšetřením, rehabilitaci a tréninku řadou nemocnic, klinik, tréninkových center a profesionálních sportovců. Běžecký pás je řízen kontrolní jednotkou, lze ho propojit s PC a ovládat pomocí diagnostického softwaru. Umožňuje zdvih od 0° do 14° (0–25 %) a rychlost až do 40 km/h. Velkou předností zařízení je možnost úpravy konfigurace běžeckého pásu podle požadavků zákazníka. Maximální bezpečnost pro uživatele je zajištěna bezpečnostní brzdou, která nejen zastaví pás, ale umožní také odpojení motoru.



RL 1602E

Určení

Běžecký pás Rodby je určen pro ergometrická vyšetření, rehabilitace a tréninky v nemocnicích, na klinikách, v tréninkových centrech a u profesionálních sportovců.

Software

Zařízení Rodby je dodáváno se softwarem, který ovládá běžecký pás přes počítač. Umožňuje nastavení a spuštění přednastavených nebo nově vytvořených tréninkových protokolů.



RL 2000

Výhody

- profesionální sportovní a zdravotnické běhátko
- možnost modifikace
- maximální bezpečnost díky bezpečnostní brzdě
- robustní konstrukce
- opce SpO₂ a auto pozice
- modifikace dle potřeb zákazníka
- nová řídicí jednotka

Technická data - RL 1602E

rozměry (v x š x h)	110 cm x 84 cm x 215 cm
rozměry pásu	160 cm x 50 cm
hmotnost	230 kg
náklon	0°–14° (0–25%)
rychlost	0–25 km/h
motor	w. permanent magnet 3,4 kW

Technická data - RL 2000

rozměry (v x š x h)	110 cm x 92 cm x 272,5 cm
rozměry pásu	200 cm x 60 cm
hmotnost	250 kg
náklon	0°–14° (0–25%)
rychlost	0–25 nebo 0–40 km/h
motor	w. permanent magnet 3,4 kW



Řídicí jednotka

Typy produktů


Objednací kód

RL 1602E	RL1602E
RL 2000E	RL2000E

Volitelné příslušenství*

(není součástí balení)

- extra bezpečnostní brzda (umístěná na madlo)
- bezpečnostní rám
- bezpečnostní rám s extra bezpečnostní brzdou
- stativ pro řídicí jednotku
- opce kontrol SpO₂
- opce auto polize (změna rychlosti na základě polohy vyšetřovaného)



Rodby software



Výběr programu



Nastavení zátěže

* V případě požadavku na speciální modifikace běžeckého pásu nás prosím kontaktujte.


MR Diagnostic s. r. o.

Pod Višňovkou 1662/21
140 00 Praha 4
Česká republika

info@mr-diagnostic.cz
+420 245 005 648

Račianska 72
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika

info@mr-diagnostic.cz
+421 (0)2 20 633 367



www.mr-diagnostic.cz

Společnost MR Diagnostic s. r. o. si vyhrazuje právo na tiskové chyby a změny uvedených údajů. Vyobrazení produktu je pouze ilustrativní a může se měnit dle požadovaných opcí.